



Varenummer 230245

**Sko, Euro-Dan Classic, 40, hvid, SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13**

## Produktbeskrivelse

Fodtøj til brug i levnedsmiddel- og sundhedssektoren. Fodtøjet er godkendt til brug i disse segmenter.

## Specifikationer

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse             | Sko                                                                              |
| Varemærke                     | Euro-Dan                                                                         |
| Vareserie                     | Classic                                                                          |
| Størrelse                     | 40                                                                               |
| Farve                         | Hvid                                                                             |
| Features                      | SRC, O1, snøre, perforeret, vidde 13                                             |
| Materiale                     | Permair læder, PU                                                                |
| Produkt- eller teststandarder | EN 20347: 2012                                                                   |
| Opbevaringsinstruktioner      | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt      | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage    | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| par   | 1 par      | 34.2 cm | 23.4 cm | 13.4 cm | 5703374018057 |