



Varenummer 240000

Badeovertræk, 70x40cm, transparent, PE, kort model, til arm eller underben

Produktbeskrivelse

Anvendes til beskyttelse af bandager i bad. F.eks kompressions- eller gipsbandager.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Badeovertræk
Sekundær farve	Transparent
Features	Kort model, til arm eller underben
Materiale	PE
Længde/dybde	70 cm
Bredde	40 cm
Produktet har på grund af sin sammensætning en udløbsdato fra sin produktionsdato på følgende længde:	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	41.5 cm	24.5 cm	22.1 cm	5703538079993
pk	10 stk	26 cm	16 cm	1.5 cm	5703538079986
stk	1 stk				5703538079979