

Beskyttelses kittel

Væskeafvisende, usteril

**Beskyttelses kittel, væskeafvisende.**

Anvendes til beskyttelse af personale ved pleje og behandling af patienter med smitsomme sygdomme, samt forebyggelse af krydskontaminationer, som f.eks ved Influenza H1N1

Kitlen fås i 2 størrelser, og er fremstillet af et blødt nonwoven materiale af polypropylen, 35 g/m².

Har latexfri elastik i ærmerne. Er åben i ryggen. Bindebånd i nakke og liv.

Bryst og længde mål: Large: 65 x 127 cm og X-large: 74 x 142 cm

Kitlerne har en høj renhedsgrad. Pakket hygiejnisk i poser á 5 stk.

Er fremstillet i overensstemmelse med Direktivet for Medicinsk Udstyr MDD 93/42/EEC, Klasse 1, usteril.

Varenr.	Produkt	Kvalitet	Størrelse	Antal i pose / karton
240172	Beskyttelses kittel, væskeafvisende	blå, usteril	Large	5 stk/ 50 stk
240173	Beskyttelses kittel, væskeafvisende	blå, usteril	X-large	5 stk/ 50 stk

TIJ / 11.03.12