



Varenummer 2457

Refill, Sangenic/Easiseal, grøn, plast, uparfumeret

- ✓ Indkapsler lugten
- ✓ Hygiejnisk

Produktbeskrivelse

Refill-kassette til affaldsspand specielt til bleer og andet hygiejne affald. Med en speciel lukkemekanisme sluttet der tæt om den ble, som kommer i spanden så lugtgener undgås. Plastposen i den tilhørende refill-kassette er behandlet med anti-bakterielt middel, der skal forhindre bakterievækst og lugt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Refill
Varemærke	Sangenic/Easiseal
Farve	Grøn
Features	Uparfumeret
Materiale	Plast
Længde/dybde	15.5 m
Tykkelse	35 micron
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vær opmærksom på om brugerne reagerer allergisk på parfumen. Plast er farligt legetøj for børn

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	57.5 cm	38 cm	8 cm	5703538924156
stk	1 stk				5703538924132