



Varenummer 2503



## Dispenser, ABENA, 17,5x25,5x17,5cm, hvid, plast, til 2 ruller toiletpapir

- ✓ Lækkert og stilrent design
- ✓ Forbruget kan følges, så man aldrig løber tør for papir

### Produktbeskrivelse

Et stilrent design med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den.

### Specifikationer

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbetegnelse                | Dispenser                   |
| Varemærke                        | ABENA                       |
| Farve                            | Hvid                        |
| Features                         | Til 2 ruller toiletpapir    |
| Materiale                        | Plast                       |
| Længde/dybde                     | 17.5 cm                     |
| Bredde                           | 25.5 cm                     |
| Højde                            | 17.5 cm                     |
| Inkluderet tilbehør              | Skruer, rawplugs og nøgler. |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988               |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl    | 1 stk      | 26.3 cm | 18.5 cm | 20.2 cm | 5703538060151 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |