



Varenummer 2736

Doseringspumpe, Ø3,5cm, hvid, plast, 30 ml, til 5 l dunk

- ✓ For enkel og nem dosering
- ✓ Brugervenlig
- ✓ Øger arbejdssikkerheden

Produktbeskrivelse

Pumpe til 5 liters dunk. 30 ml pr. dosering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Farve	Hvid
Features	30 ml, til 5 l dunk
Materiale	Plast
Diameter	3.5 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	46.5 cm	31.2 cm	36.4 cm	5703538915635
stk	1 stk				5703538915611