

Varenummer 280194

Sutur, Vicryl, 45cm, 6-0, dobbelt armeret 2xXG-1 nål, violet, multifil, resorberbar, W9537



Produktbeskrivelse

Vicryl er en syntetisk (polyglactin 910) resorberbar sutur. Flettet og coated for nemmere håndtering og bedre knudestabilitet. Den oprindelige trækstyrke er ca. 75 % efter 14 dage, ca. 50 % efter 21 dage, ca. 25 % efter 28 dage. Fuldt resorberet efter 50 - 76 dage. Beregnet til brug i blødt væv og/eller ligation, fascier, muskler, bugvæg, ledkapsler, hulorganer, uterus etc. Vicryl fås i forskellige størrelser, med forskellige nåletyper og som farvet/ufarvet. Enkelte versioner af Vicryl, tiltænkt oftalmologisk brug, findes som monofilament.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	Vicryl
Features	6-0, dobbelt armeret 2xXG-1 nål, violet, multifil, resorberbar, W9537
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	14 cm	6 cm	6.5 cm	30705031151745
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.