




Varenummer 330201



Classic

Tandlægeserviet, ABENA Classic, 3-lags, 45x41cm, blå, PE/tissue, engangs

- ✓ Væsketæt
- ✓ Med halsudskæring
- ✓ Hygiejnisk



Produktbeskrivelse

Engangs tandlægeserviet med halsudskæring. Den absorberende overflade og væsketætte bagside sørger for at tøjet indenunder forbliver tørt og rent.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tandlægeserviet
Varemærke	ABENA
Vareserie	Classic
Farve	Blå
Features	Usteril, nyfibre, varmelaminering
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, tissue
Tekniske ingredienser	Tissue 2x17 g/m2, PE 15 my
Længde/dybde	45 cm
Bredde	41 cm
Antal lag	3-lags
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	500 stk	45.5 cm	26 cm	30 cm	5703538450518
pk	125 stk	29 cm	22 cm	11 cm	5703538450495
stk	1 stk				5703538450501



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.