



Varenummer 3945



Excellent

Undersøgelseshandske, ABENA Excellent, XXL, blå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk
- ✓ Tilpasser sig hånden
- ✓ ingen latexproteiner



CAT
III

Produktbeskrivelse

Nitril undersøgelseshandske i kraftig kvalitet. Er elastisk og tilpasser sig håndens form under brug. Kan bruges til en lang række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, håndtering af fødevarer, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi.



MEDIUM
GRIP



EN374-5:2016



374-1:2016/
type B



AQL
1.0

EN EN
420 455

EN 421:2010



Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseshandske
Varemærke	ABENA
Vareserie	Excellent
Størrelse	XXL
Farve	Blå
Egenskaber	Ekstra kraftig, finger textured, latexfri, medium grip, rolled cuff
Features	Pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Tekniske ingredienser	Nitrile NBR, Titanium Dioxide, Zinc oxide, Sulfur, ZDBC, Ammonium, Antioxidant, Calcium stearate, Calcium Nitrate, Chlorine, T 2227 blue, PL 1508 blue
Længde/dybde	240 mm
Bredde	124 mm
Tykkelse	0,09 +/- 0,02 mm
Certifikater	CE, Til fødevarer, CAT III, MD
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	AQL 1.0, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420, EN 421:2010 Radioactive Contamination, EN 455
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745, (EU) 2016/425, (EF) nr. 1935/2004, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 2023/2006
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	900 stk	29.1 cm	24.9 cm	28.1 cm	5703538406836
pk	90 stk	24 cm	13.5 cm	5.5 cm	5703538406829
par	2 stk	0 cm	0 cm	0 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.



Produktet indeholder ikke latex.



Handsken har en fingerstruktureret overflade.



Handsken har medium greb.



Handsken er 240 mm lang.



Standarden specificerer kravene til beskytteshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarderden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



Standarden specificerer kravene til beskytteshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne n-heptane, sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.

EN 420

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

EN 455

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

