



Varenummer 4670

**Beholder, Nito, 19,5x19,5x23,5cm, 2,5 l,
hvid**

Produktbeskrivelse

Anvendes sammen med Nito skumpistol til skumrengøring.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Beholder
Varemærke	Nito
Farve	Hvid
Længde/dybde	19.5 cm
Bredde	19.5 cm
Højde	23.5 cm
Rumindhold, netto	2.5 l
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Hård Plast
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	61.1 cm	30.1 cm	22.8 cm	15705020931151