




Varenummer 5238

Vakuumpose, klar, PA/PE, 18x27cm

- ✓ Kraftig
- ✓ Klar



Produktbeskrivelse

Vakuumposer er en måde hvorpå man kan forlænge holdbarheden af fødevarer, da man fjerner fødevarernes kontakt med ilt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Vakuumpose
Farve	Klar
Features	18x27cm
Materiale	PA, PE
Længde/dybde	27 cm
Bredde	18 cm
Tykkelse	90 micron
Affaldstype	Tung
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 10/2011
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 100C og i 1 time ved temperaturer op til 121C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	41 cm	22 cm	17 cm	5703538302763
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.