



Produktdatablad

Tallerken m/kant, pap, flad, Biobaseret, bio-coated, Ø18 cm, Hvid

Varenummer: 5630



Varedeklaration

Forpakning: 100 Stk pr. Pakke, 10 Pakke pr. Kolli, 48 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Paptallerken

Varemærke: ABENA

Vareserie: Gastro

Produktbeskrivelse: Paptallerken i god kvalitet, som kan bruges til enhver lejlighed, hvor opvasken vil undgås. Tallerkenen er nedbrydelig, da den ikke er lamineret.

Temperatortolerance: Til alle typer fødevarer, på nær alkoholiske fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer.

Farve: hvid

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.

Materiale: pap

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: kaolin coating

Diameter: 18cm

Tykkelse: 205g/m²/m²

Vægt, netto: 5,27g

Vægt, brutto: 5,27g

Certifikater: Til fødevarer

Direktiver, lovgivning og regler: 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020