

Varenummer 5636



Gastro



Paptallerken, ABENA Gastro, Ø22cm, hvid, pap/PE, lamineret

- ✓ Lamineret
- ✓ Standard
- ✓ Engangs



Produktbeskrivelse

Lamineret paptallerken, der sikrer en god kvalitet, idet væsken ikke vil trænge igennem pappet, som det risikeres ved en ikke lamineret paptallerken.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Lamineret
Materiale	Pap, PE
Diameter	22 cm
Vægt, netto	10.25 g
Tykkelse	230 g/m2
Belægningstykkelse	18 g/m2
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 10/2011
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer, på nær alkoholiske fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	46 cm	23.5 cm	23.5 cm	5703538921711
pk	50 stk	0 cm	0 cm	0 cm	



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er overtrukket med
et LDPE-lag (polyethylen med
lav densitet).



Produktet er lavet af pap.