



Varenummer 5772

Termobakke, 24x21x7cm, hvid, EPS, 2-rums, med fast låg

- ✓ Varmebestandig
- ✓ Isolerende



Produktbeskrivelse

Termobakke i ekspanderet polystyren (EPS) kan anvendes til alle fødevarer og hjælper med at holde maden varm.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Termobakke
Farve	Hvid
Features	Med fast låg
Materiale	EPS
Længde/dybde	24 cm
Bredde	21 cm
Højde	7 cm
Vægt, netto	14 g
Vægt, brutto	14 g
Antal rum	2-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	60 cm	41 cm	49.5 cm	4019336020022
pk	100 stk	25 cm	41 cm	49 cm	4019336120029
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.