



Produktdatablad

Termokasse, 60x40x29cm, 39 l, 39 l, sort, EPP, 1-rums, 1/1 GN

Varenummer: 5783



Varedeklaration

Forpakning: 4 Stk pr. Kolli, 6 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Termokasse

Produktbeskrivelse: Termokassen er velegnet til transportering af kolde eller varme emner. Termokassen er lavet af det stærke EPP materiale og har derfor stor holdbarhed samt tåler maskinopvask.

Temperaturtolerance: Til alle typer fødevarer i direkte kontakt ved temperatur op til +40°C i max 24 timer. Beholdere i kassen må være op til +120°C i max 4 timer.

Farve: sort

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.

Materiale: EPP

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: 1/1 GN

Længde/dybde: 60cm

Bredde: 40cm

Højde: 29cm

Tykkelse: 30mm

Vægt, netto: 1kg

Vægt, brutto: 1kg

Rumindhold, netto: 39l

Rumindhold, brutto: 39l

Antal rum: 1-rums

Certifikater: Til fødevarer

Direktiver, lovgivning og regler: 10/2011/EU, 1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020