

Varenummer 5856

## Bakke, 23,8x17,6x4cm, 1000 ml, sort, CPET, 1-rums, menuserie, hovedret

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Eget til forsegling



### Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Farve	Sort
Features	Menuserie, hovedret
Materiale	CPET
Længde/dybde	23.8 cm
Bredde	17.6 cm
Højde	4 cm
Vægt, netto	29.1 g
Vægt, brutto	29.1 g
Rumindhold, brutto	1000 ml
Antal lag	2-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020
Temperatortolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 30 minutter ved 180C
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur samt i 30 minutter ved 180°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 stk	40 cm	40 cm	26 cm	5701022127373
stk	1 stk				5703538194252



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Produktet kan bruges i ovnen.