



Produktdatablad

Øjenskyllebox i slagfast flamingo, med 200ml steril øjenskyll (4,9% fosfatbuffer) og 500ml øjenskyll med isotonisk saltvand (0,9% NaCL)

Varenummer: 6873



Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolli, 104 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Øjenskyll

Varemærke: Plum

Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato

Holdbarhed, åbnet: Anbrudt emballage kasseres straks efter brug.

Produktbeskrivelse: Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 200 ml pH Neutral og 500 ml Plum Øjenskyll. Specielt velegnet til støvede produktionsområder, hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser. Udstyret med tydelige piktogrammer og spejl. Anbefalet skylletid: pH Neutral ca. 2 min., Plum Øjenskyll ca. 5 min.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Farve: grøn

Ingredienser/sammensætning: 0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: steril

Bredde: 23cm

Højde: 28cm

Rumindhold, netto: 500ml

Certifikater: CE

CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is

Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EE Tilhørende varer: 6874, 6875, 687401