



Produktdatablad

Dispenser, Abena, 1000 ml, stål, til stand-back flasker, med 6 cm arm

Varenummer: 6898



Varedeklaration

Forpakning: 60 Stk pr. Kolli, 16 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: ABENA

Holdbarhed, åbnet: Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl.

Produktbeskrivelse: Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levnedsmiddelsektoren m.fl. Nedtages let fra væggen.

Brugsanvisning: Monteres på væg med skruer og rawplugs

Vaskeanvisninger: Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine.

Materiale: stål

Bortskaffelse af produkt: Kan genbruges eller forbrændes.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: til stand-back flasker, med 6 cm arm

Inkluderet tilbehør:

Længde/dybde: 17,5cm

Bredde: 11cm

Højde: 8,5cm

Rumindhold, netto: 1000ml

Produkt- eller teststandarder: DS 2451-2 Tilhørende varer: 150546, 150051, 6571, 657103, 657104, 6574, 6902, 690203, 6913, 691302, 6919, 691901, 6922, 692202, 6932, 693201, 6983, 698301, 691902, 692203, 15054601, 101000125501, 691303, 690204, 692204, 691903, 690205, 690206, 692205, 690207, 691304, 15054602, 101000125502, 1999900609, 691904