



Varenummer 6899



Dispenser, ABENA, 1000 ml, stål, til stand-back flasker, med 14 cm arm

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nem at udskifte refiller

Produktbeskrivelse

Specielt udviklet til at opfylde de særligt høje krav til hygiejnekrav på hospitaler, i pleje- og levnedsmiddelsektoren m.fl. Nedtages let fra væggen.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Dispenser |
| Varemærke | ABENA |
| Features | til stand-back flasker, med 14 cm arm |
| Materiale | Stål |
| Længde/dybde | 17.5 cm |
| Bredde | 11 cm |
| Højde | 8.5 cm |
| Rumindhold, netto | 1000 ml |
| Inkluderet tilbehør | Screws and anchors. |
| Produkt- eller teststandarder | DS 2451-2 |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |
| Holdbarhed, åbnet | Livslang garanti mod fabrikations-/funktionsfejl. |
| Vaskeanvisninger | Kan autoklaveres eller vaskes i opvaskemaskine. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan genbruges eller forbrændes. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kll | 48 stk | 47 cm | 39 cm | 39.5 cm | 5703538408038 |
| stk | 1 stk | | | | 5703538408014 |