



## Produktdatablad

# Hånddesinfektion, SC Johnson InstantFOAM, 47 ml, 80% ethanol, med pumpe

Varenummer: 6951



## Varedeklaration

Forpakning: 12 Stk pr. Kolli, 200 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Hånddesinfektion

Varemærke: SC Johnson

Vareserie: InstantFOAM Complete

Holdbarhed: 36 måneder

Holdbarhed, åbnet: 12 måneder

Produktbeskrivelse: Hånddesinfektion skum - 80% Ethanol formulering. Giver en yderst effektiv bakteriedræbende (EN1500), virusdræbende (EN14476), svampedræbende (EN1650) og mycobakteriedræbende aktivitet (EN14348). Dræber 99.999% af mange almindeligt

forekommende mikroorganismer. Dispenseres som skum, hvilket giver brugeren fuldt kontrol over produktet og derved undgår dryp. Klinisk dokumenteret hudvenlig formulering - uafhængigt testet og dokumenteret at forebygge tør hud selv ved hyppig brug. Fri for parfume og farve. Ikke afsmittende og vurderet i forhold til HACCP - velegnet til brug indenfor

levnedsmiddelproduktion og fødevarerhåndtering. Indeholder fugtighedsgivere som hjælper til at forebygge tør hud. Skin

Hypoallergenisk - formuleret

til at have lavt potentiale for allergi overfor huden.

Brugsanvisning: Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgribes overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

Temperaturtolerance:

Vaskeanvisninger:

Farve: klar

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Der findes datablad på varen. Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Ingredienser/sammensætning: Se datablad

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: 80% ethanol, med pumpe

pH-værdi (konc.): 5,0 -7,5  
Rumindhold, netto: 47ml