

Varenummer 7572



Låg til spand til fødevarer, Vikan, blå, PP, til 12 l spand

- ✓ Særligt clipssystem
- ✓ Fås i flere farver



Produktbeskrivelse

Låget sikrer at der ikke kommer fremmedlegmer i spanden, såfremt den bruges til opbevaring af fødevarer m.m. Fastgøres let med et særligt clipssystem.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til spand til fødevarer
Varemærke	Vikan
Farve	Blå
Features	Til 12 l spand
Materiale	PP
Bredde	31 cm
Højde	37.3 cm
Vægt, netto	220 g
Vægt, brutto	240 g
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004
Vaskeanvisninger	Kan rengøres ved +100°C til -20°C.
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Hård Plast
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	20 stk	31.9 cm	41 cm	31 cm	
stk	1 stk				5705020568732



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.