

Varenummer 8545



Gastro

Paptallerken, ABENA Gastro, Ø23cm, hvid, pap/PE, lamineret

- ✓ Premium
- ✓ PE-lamineret
- ✓ Stabil



Produktbeskrivelse

Premium paptallerken, som er PE-lamineret og i en høj kvalitet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Lamineret
Materiale	Pap, PE
Diameter	23 cm
Vægt, netto	10.83 g
Vægt, brutto	10.83 g
Tykkelse	250 g/m2
Belægningstykkelser	18 g/m2
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) Nr. 10/2011
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer, på nær alkoholiske fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	40.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	5703538072819
pk	50 stk	23 cm	23 cm	5 cm	5703538072796
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er overtrukket med et LDPE-lag (polyethylen med lav densitet).



Produktet er lavet af pap.