



Varenummer 9488

Ørepropper, 3M (E.A.R), One size, gul

✓ Effektiv



Produktbeskrivelse

En klassisk øreprop der effektivt udelukker skadelige og forstyrrende lyde. Indhold: 250 par i dispenserbox, pakket parvis. SNR: 28 / H:30 M:24 L:22.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ørepropper
Varemærke	3M (E.A.R)
Størrelse	One size
Farve	Gul
Certifikater	CE
Produkt- eller teststandarder	EN 352-2:2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 par	53.5 cm	22 cm	25.5 cm	10078371671218
pk	250 par	21 cm	13.5 cm	23.8 cm	
par	1 par				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.