



Varenummer 9825

Tøjsnor, Medicom

- ✓ Praktisk
- ✓ Længde på 20 meter

Produktbeskrivelse

Tøjsnor til ophæng og tørring af vasketøj, snoren har en længde på 20 meter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjsnor
Varemærke	Medicom
Farve	Hvid
Materiale	PP
Længde/dybde	20 m
Diameter	5 mm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	38 cm	29.5 cm	20 cm	5703538406188
stk	1 stk				